


## Peine eléctrico antipiojos



- Elimina eficazmente liendres y piojos



- LED indicador
- Timbre indicador

La actividad del cepillo se realiza a través de una señal audible que provoca diferentes sonidos: un sonido cada tres segundos indican el funcionamiento de la unidad (60-90V); el corto, es un sonido agudo cada 0.5 segundos que indican el contacto con el intruso (130-180V).

El botón de ON/OFF presenta un indicador luminoso con diferentes niveles de parpadeo para diferenciar el buen estado de funcionamiento y la batería baja.

